

## Paquet de démarrage Multi Wipes + Lacto Des

### GÉNÉRAL



Paquet de démarrage pratique avec Multi Wipes et Lacto Des

- Pour la préparation de lingettes désinfectantes
- Convient pour le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces résistantes aux acides et à l'eau (PT2 / PT4 - AL)
- Facile à recharger avec le paquet de recharge
- Contient: Seau - 4 l - JAUNE, Couvercle hermétique pour seau de 4 l, Mesurette - 1 l, 3 x Multi Wipes - 250 pcs et Lacto Des - 5 l (Enregistrement: EU-0006622-0018)



Multi Wipes : Lingettes de nettoyage hygiéniques. Imprégner avec 1.5 L de Lacto Des avant la première utilisation. Convient pour le nettoyage de petits objets et de surfaces tels que les outils, les claviers, les poignées de porte, les interrupteurs et les autres points de contact. Fermez bien le couvercle noir après chaque retrait pour éviter l'assèchement. Ne plus utiliser en cas d'assèchement.

Lacto Des est un spray désinfectant prêt à l'emploi. Ce spray nettoie et désinfecte (PT2/PT4 - AL) les surfaces en un clin d'oeil. 99,99 % des bactéries, levures et virus enveloppés sont tués dans les 5 minutes\*. Lacto Des a été conçu à base d'acide lactique. Le produit est (entièrement) biodégradable et les substances actives sont à 100 % d'origine végétale. De plus, le spray désinfectant n'affiche aucun symbole de danger, ce qui veut dire qu'il peut être utilisé en toute sécurité. Sans ammonium quaternaire (ni chlorure de benzalkonium ni dedecyldimonium chlorides).

\* Activité bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13697 (5min), levuricide selon les normes EN 1650 et EN 13697 (5min) et virucide (testé uniquement sur influenza virus A/H1N1) selon la norme EN 14476 + A1 (5min).



pH 2,6

### UTILISATION

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Instruction de Travail Multi Wipes + Lacto Des:

1. Retirez le couvercle du seau et placez le rouleau Multi Wipes dans le seau.
2. Versez 1.5 l de Lacto Des dans la mesurette et versez sur le rouleau.
3. Tirez la première lingette du rouleau vers le haut à travers l'ouverture du couvercle et placez le couvercle sur le seau.
4. Fermez hermétiquement le couvercle pour empêcher l'assèchement des Multi Wipes humides.

*Utilisez uniquement ce produit pour les applications prescrites. En cas de doute, testez d'abord le produit à un endroit discret. Greenspeed décline toute responsabilité pour les dommages éventuels en cas d'utilisation incorrecte. Consultez la fiche de données de sécurité (Safety Data Sheet - SDS) pour de plus amples informations.*



## Paquet de démarrage Multi Wipes + Lacto Des

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**Dimensions produit (LxHxL)** 40 x 36 x 29 cm

Multi Wipes

contenu: 3 x 250 pièces

taille: 18,5 x 19 cm

couleur: blanc

poids: 60 g / m<sup>2</sup>

matière: 100% visqueuse

Lacto Des

contenu: 5 l

forme: liquide

couleur: incolore

viscosité: 1 mPa.s

solubilité dans l'eau: complète

Valeur pH: 2,6

densité relative: 1,010 Kg / L

### DONNÉES LOGISTIQUES

#### Produit

N° article

3399800

Unité

Carton

Dimensions

40 x 36 x 29 cm

Poids brut

6000 g

Poids net

6000 g

Code EAN

5407003312669

#### Palette

Quantité par palette

32

