

Lacto Des - 500 ml

GÉNÉRAL



Spray désinfectant d'acide lactique.

- Tue 99,99 % des bactéries, levures et virus enveloppés dans 5 min.*
- Nettoie et assainit (PT2/PT4 - AL).
- 100 % aux tensio-actifs d'origine végétale.
- Sans symboles de danger (CLP).
- Biodégradable.
- Enregistrement: EU-0006622-0018.

Lacto Des est un spray désinfectant prêt à l'emploi. Ce spray nettoie et désinfecte (PT2/PT4 - AL) les surfaces en un clin d'oeil. 99,99 % des bactéries, levures et virus enveloppés sont tués dans les 5 minutes.* Lacto Des a été conçu à base d'acide lactique. Le produit est (entièrement) biodégradable et les substances actives sont à 100 % d'origine végétale. De plus, le spray désinfectant n'affiche aucun symbole de danger, ce qui veut dire qu'il peut être utilisé en toute sécurité. Sans ammonium quaternaire (ni chlorure de benzalkonium ni dedecyldimonium chlorides).

* Activité bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13697 (5 min), levuricide selon les normes EN 1650 et EN 13697 (5 min) et virucide (testé uniquement sur influenza virus A/H1N1) selon la norme EN 14476 + A1 (5 min).

** Conforme à l'arrêté du 19/12/13 relatif à l'agrément contact alimentaire et peut être utilisé dans l'industrie alimentaire.



pH 2,6

UTILISATION

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Vaporiser directement sur les surfaces souillées et laisser agir 5 minutes. Utiliser suffisamment de liquide de manière à ce que les surfaces restent mouillées pendant l'application. Frotter ou brosser si nécessaire. Rincer abondamment à l'eau claire, si la surface entre en contact avec la nourriture. Sécher ensuite à l'aide d'un chiffon propre. Répéter l'application si nécessaire. Conserver dans un contenant scellé dans une salle fermée et ventilée, à l'abri du gel.

Utilisez uniquement ce produit pour les applications prescrites. En cas de doute, testez d'abord le produit à un endroit discret. Greenspeed décline toute responsabilité pour les dommages éventuels en cas d'utilisation incorrecte. Consultez la fiche de données de sécurité (Safety Data Sheet - SDS) pour de plus amples informations.



READY TO USE

Lacto Des - 500 ml

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions produit (LxHxP) 9.3 x 25 x 4.5 cm

état: Liquide
couleur: Incolore
viscosité: 1 mPa.s
solubilité dans l'eau: Totale
pH: 2.6
densité relative 20°C: 1,010 Kg/L
classifications des déchets: DIS (Déchet Industriel Spécial)

DONNÉES LOGISTIQUES

Produit

N° article	4002900
Unité	Vapo
Contenu	500ml
Dimensions	9.3 x 25 x 4.5 cm
Poids brut	667 g
Poids net	505 g
Code EAN	5407003312294

Emballage

Quantité par emballage	6
Dimensions	19.3 x 25.7 x 14.3 cm
Poids brut	4500 g
Code EAN	5407003312300

Palette

Quantité par palette	1152
Nombre de couches par palette	6
Unités par couche	192