

GS Spray Probio Tab San - 300 ml - leeg

ALGEMEEN

Kwalitatieve, herbruikbare sprayflacon voor gebruik met Probio Tab San.

- Vernevelt 1ml per trigger actie
- Ergonomische verneveling dankzij Continuous Mist Spray Technology



GEBRUIK

1. Vul de Probio Tab San Spray met 300 ml water (zie markering op het label)
2. Doseer 1 Probio Tab San in de sprayflacon en sluit de fles af met de spraykop
3. Wacht ongeveer 3 minuten tot de tablet volledig is opgelost
4. De spray is klaar voor gebruik

Gebruik dit product enkel voor de voorgeschreven toepassingen. Test het product bij twijfel eerst op een onopvallende plaats. Greenspeed is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen bij verkeerd gebruik. Raadpleeg de Safety Data Sheet (SDS) voor extra informatie.



1 TAB + 300 ML AQUA

GS Spray Probio Tab San - 300 ml - leeg

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen product (LxHxB) 8 x 25 x 5 cm

LOGISTIEKE GEGEVENS

Product

Artikelnr	4003642
Eenheid	Fles
Afmetingen	8 x 25 x 5 cm
Bruto gewicht	95 g
Netto gewicht	100 g
EAN-code	EAN 5420015516191

Verpakking

Aantal per verpakking	110
Afmetingen	60 x 46 x 40 cm
Bruto gewicht	10500 g
EAN-code	EAN 5420015516467

Pallet

Aantal per pallet	1320
Aantal lagen per pallet	3
Aantal per laag	440

